

naropa *NEWS*

KUNDENINFORMATION NAROPA REHA AG
FRÜHLING 2021

Ein Stück Freiheit im Alltag

Wie wichtig sind selbst kleinste Schritte, die Bewegung bedeuten! Je stärker eine Person körperlich eingeschränkt ist, desto mehr schätzt sie Unabhängigkeit. Zum Beispiel in Form eines elektrisch angetriebenen Rollstuhls, der eigenständige Mobilität schenkt.

«Ich muss nicht warten, bis mich jemand in die Cafeteria schiebt.» «Ich kann selbst bestimmen, wann ich Lust auf einen Spaziergang habe. Und dann einfach losfahren.» «Ich geniesse es, ohne fremde Hilfe einkaufen oder zum Coiffeur gehen zu können.» – So freuen sich Menschen über die Freiheiten, die ihnen ein Elektrorollstuhl schenkt. Auch ältere Menschen, deren Konstitution oft geschwächt ist, schätzen diese Selbstständigkeit im Alltag. Und:

Die Pflegerinnen und Pfleger im Altersheim werden entlastet. Ihnen bleibt mehr Zeit für andere Personen und weitere Aufgaben.

Zuverlässiger Wegbegleiter, drinnen und draussen

Die Elektrorollstühle Q200 und Q400 machen alle Fahrten drinnen und draussen mit; kompakt und wendig im Haus sowie verlässlich, stabil und leistungsstark bei Ausfahrten im Freien.



Elektrorollstuhl QUICKIE Zwei Modelle zum interessanten Preis



QUICKIE Q200 fürs moderate Budget CHF 3990.–

Für **geringe klinische Bedürfnisse**

einfache, intuitive Steuerung • Hinterradantrieb • Gesamtbreite ab 580mm • max. Benutzergewicht 136kg • max. Steigfähigkeit 8° • 55 Ah Batterien • max. Reichweite 31 km • max. Geschwindigkeit 10km/h • Gewicht inkl. Batterien 98kg • einfacher Transport • Crash getestet • Sitz- und Rückenbe-
spannung sowie Sitztiefe und Rückenwinkel einstellbar • faltbar



QUICKIE Q400 für höhere Ansprüche CHF 7390.–

Für **leichte bis mittelschwere klinische Bedürfnisse**

einfache Steuerung • Hinter-, Vorder- oder Mittellradantrieb • Gesamtbreite ab 620mm je nach Antrieb • max. Benutzergewicht 136kg • max. Steigfähigkeit je nach Antrieb 8° – 10° • 50/60/80 Ah Batterien • max. Reichweite 35km • max. Geschwindigkeit 10km/h • Gewicht inkl. Batterien ab 130kg • vielfältig einstellbarer Sitzrahmen • Anpassrücken mit Velcrobändern • hochklappbare Armlehnen • integrierte Kopfstützenhalterung

Probe fahren erwünscht

Sobald es die Situation erlaubt, führen wir Ihnen unsere Elektrorollstühle bei Ihnen im Altersheim vor. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind herzlich eingeladen, die Modelle vor Ort Probe zu fahren. Sichern Sie sich frühzeitig Ihren Termin unter 071 845 24 04.

Neue TOPRO-Modelle mit optimierten Funktionen

Rechtzeitig zum Spaziergang im Frühling eingetroffen und ab sofort bei uns erhältlich: zwei neue Premium-Rollatormodelle.

Wir haben die zwei Neuen für Sie ausprobiert: Verstärkte Felgen bieten noch mehr Sicherheit, und die neuen Taschen sind ganz schön praktisch. Wer gerne im Gelände unterwegs ist, wird die grossen Räder des Modells Olymos ATR schätzen. Sie sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl, auch auf Kopfsteinpflaster und Kieswegen. Für mehr Farbe im Alltag ist das Modell Troja 5G in acht trendigen Farben erhältlich.

Einzigartige Memoryfunktion...

in den Handgriffrohren ermöglicht immer wieder eine einfache und korrekte Höheneinstellung der Handgriffe. (Standard bei Troja 5G, Olymos ATR, Troja Classic)

Einfacher Radwechsel

TOPROs einzigartiges innenliegendes Bremssystem IBS in Kombination mit dem TOPRO Quick Release ermöglicht den Einsatz verschieden profilierter Räder.

(Standard bei TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olymos ATR, Odyssé)

Ergonomische Handgriffe

Der TOPRO Ergo Grip sorgt für eine korrekte Haltung, bietet verschiedene Greifpositionen und dient als komfortable Armauflage beim Sitzen.

(Standard bei TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olymos ATR, Odyssé)

Leicht zu falten

Einfach das Zugband am Sitz nach oben ziehen. Leicht zu transportieren, platzsparend zu verstauen und gut geeignet für enge Passagen.

Ankipphilfe und Kantenabweiser

erleichtern das Überwinden von Schwellen, Bordsteinen und anderen Hindernissen.

Das bieten die beiden Modelle in bewährter Topro-Qualität:

- ✓ Erstklassige Verarbeitung
- ✓ Höchste Sicherheit mit Ankipphilfe bzw. Kantenabweise zum Überwinden von Hindernissen
- ✓ Komfort durch ergonomische Handgriffe



Dank seiner grossen Räder ist der Topro Olymos ATR der ideale Begleiter für Spaziergänge im unebenen Gelände.



Das leichte Modell Troja 5G für drinnen und draussen ist in acht Farbvarianten erhältlich.

Ungestört Probe fahren und Lieblingsmodell finden

Testen Sie bei uns in aller Ruhe die verschiedenen Rollatormodelle. Jetzt Beratungstermin vereinbaren!

Heime und Institutionen profitieren:

Wir offerieren attraktive Mengenrabatte! Kontaktieren Sie uns für ein interessantes Angebot 071 845 24 04.

Der neue NITRUM – für ein Leben ohne Limits

Der ultraleichte Starrrahmenrollstuhl mit präzisiertem Handling und innovativen Funktionen.

Der Nitrum ist der leichteste Rollstuhl seiner Klasse (ab 7,5 kg) und überzeugt mit bestechenden Fahreigenschaften. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, die Energie des Fahrers kompromisslos in Bewegung umzusetzen. Mit seinem markanten Design, cleveren Details und innovativen, patentierten

Optionen, wird der Nitrum auch Sie mit seinen Fahreigenschaften begeistern – probieren Sie ihn aus, Sie werden den Unterschied spüren! Buchen Sie eine Probefahrt und lassen Sie sich bei uns im Rollshop persönlich beraten: Telefon 071 845 24 04, E-Mail: h.baenziger@naropa-reha.ch



«Am besten erleben Sie die bestechenden Fahreigenschaften des ultraleichten Rollstuhles NITRUM selbst.»

*Heinz Bänziger
Beratung Aktiv- und Sportrollstühle*

Znüni-Wettbewerb

Gewinnen Sie mit etwas Glück:

1. und 2. Preis

einen gluschtigen Znüni fürs ganze Team im Wert von 60 Franken

3. Preis

eine Schachtel Kambly-Guetzli fürs Team

Beantworten Sie die **Wettbewerbsfrage**:

Welche Frühlingsaktion bieten wir an?

■ Elektropflegebett ■ Rollator ■ Standardrollstuhl mit Schiebehilfe

Tipp: Die richtige Antwort finden Sie auf der letzten Seite dieser Naropa-News.

Einsendeschluss für Ihre Antwort via E-Mail an info@naropa-reha.ch oder über das Kontaktformular auf unserer Website www.naropa-reha.ch: 30. April 2021

Auflösung des Wettbewerbes in der Winter-Ausgabe 2020:

Die richtige Antwort lautete: **Cirrus 5.**

Die Gewinner haben sich über den leckeren Znüni sehr gefreut.

Mitmachen & gewinnen!



«Gerade jetzt mit Corona kommt meiner Tätigkeit eine besondere Bedeutung zu.»

Drei Fragen an Susi Kehl, Verantwortliche für die Reinigung und Desinfektion der Miet-Hilfsmittel.

Welche Aufgaben hält ein Arbeitstag für Sie bereit?

Ich reinige und desinfiziere Hilfsmittel wie Pflegebetten, Rollstühle, Toilettenstühle, Patientenheber oder Rollatoren, die aus der Vermietung zurückkommen.

Was zeichnet Sie persönlich aus?

Ich arbeite sehr gewissenhaft. Absolute Sauberkeit ist mir sehr wichtig. Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, kommt meiner Tätigkeit eine besondere Bedeutung und Verantwortung zu. Es bereitet mir Freude, dass ich zum Wohlbefinden von pflegebedürftigen Menschen beitragen kann.

Wie schaffen Sie einen Ausgleich zum Berufsalltag?

Ich habe einen guten Freundeskreis, den ich gerne pflege. Viel Freizeit widme ich meinem Golden Retriever Tequila. Bei jedem Wetter sind wir draussen. Wir besuchen zusammen die Hundesporttrainings und nehmen ab und zu an Prüfungen und Wettbewerben teil.

Frühjahrs-Service: jetzt Rollmaterial warten und reparieren

Wir bieten Spitex und Heimen weiterhin unseren beliebten Reparatur- und Wartungsservice für Rollatoren und Rollstühle vor Ort an – in sicherem Rahmen.

Wir bringen wie gewohnt Ihr Rollmaterial auf Vordermann. In der aktuellen Situation ist es in einigen Heimen und Spitex-Standorten vielleicht noch nicht möglich, ein solches Projekt vor Ort zu realisieren. Melden Sie sich bei uns.

Wir finden bestimmt eine Lösung. Unter Umständen können wir Ihre Geräte auch abholen und die Arbeiten bei uns in der Werkstatt erledigen, oder sie haben einen abgetrennten Raum zur Verfügung, indem wir arbeiten können.

Unterstützung für Hausärzte bei der Hilfsmittel-Abklärung



In unserem Sortiment führen wir Hilfsmittel für die Mobilität – Rollstühle, Elektrorollstühle, Rollatoren – sowie für Unterstützung im Bad/WC, Elektropflegebetten und vieles mehr. Je nach Situation kann es sein, dass die Finanzierung über die IV/SUVA oder AHV läuft. Wir unterstützen unsere Kunden, indem wir die Hilfsmittelabklärung und Offertstellung im IV/SUVA-Bereich übernehmen und die Möglichkeiten einer Kostenbeteiligung der AHV an einen Rollstuhl abklären.

Gemäss dem neuen Rollstuhltarif des Bundes aus dem Jahr 2018 dient als Grundlage für eine Rollstuhlversorgung über die IV/SUVA immer die Verordnung des behandelnden Arztes zur Abgabe eines Rollstuhls. Sie finden das Formular «Ärztliche Verordnung zur Abgabe eines Rollstuhls» auf www.naropa-reha.ch/Ärzte zum Herunterladen und Ausfüllen. Bitte geben Sie den Patienten für die Versorgung bei uns das ausgefüllte Formular mit.

Gültig vom 15. März
bis 15. Mai 2021

AKTION

CHF 3'500.-
statt CHF ~~4200.-~~

Standard-Rollstuhl Breezy Basix mit Schiebehilfe Empulse R20



Komfortabel und aktiv unterwegs
im «Breezy Basix Standard»-Rollstuhl
mit der praktischen Schiebehilfe.

Ausstattung mit vielen Extras

- ✓ Bremsen für Begleitperson
- ✓ Rollstuhlkissen Jay Basic
- ✓ Schiebehilfe Empulse R20
- ✓ Anbau Schiebehilfe

Jetzt Probe fahren!

Nutzen Sie die Gelegenheit und probieren Sie
den «Breezy Basix»-Rollstuhl mit Schiebehilfe
bei uns auf einer Probefahrt aus (bei guter
Witterung). Vereinbaren Sie Ihren Termin unter:
Telefon 071 845 24 04.

Technische Daten

Transportgewicht 4,5 kg (inkl. Akku)

Akku Lithium-Ion 5,8 Ah

Ladezeit 4,5–5 h

Reichweite max. 15 km

Maximalgeschwindigkeit 5 km/h

(3 Stufen: 0;2; 3,7; 5 km/h)

max. Steigung 18 % (10°)

max. zulässiges Gesamtgewicht

190 kg (Nutzer und Rollstuhl)

ohne Motorbremse

ohne Rückwärtsgang

Schiebehilfe; leichter schieben, besser leben

Die faltbare Schiebehilfe R20 für manuelle Rollstühle kann eigentlich viel mehr, als Begleitpersonen beim Schieben des Rollstuhles unterstützen – sie schenkt Lebensqualität. Denn: Müheloses Schieben ermöglicht weitere Strecken und einen viel grösseren Aktionsradius. Nutzerinnen und Nutzer bekommen damit mehr Gelegenheiten, am sozialen Leben teilzunehmen.

So funktioniert die Schiebehilfe

Die Schiebehilfe R20 ist einfach und intuitiv bedienbar. Dafür sorgen ein An-/Ab-Druckschalter, eine 3-Stufen-Geschwindigkeitsregelung sowie ein Click-Fix-Docking-System. Die Möglichkeit des Faltens, das leichte Gewicht und der handliche Rucksack erleichtern den Transport im ab- oder angebauten Zustand.

Naropa Reha AG

Hauptstrasse 82a

9422 Staad

T +41 (0)71 845 24 04

info@naropa-reha.ch

www.naropa-reha.ch

SWISS MEDTECH

naropa reha
für ihr wohlbefinden